

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Convex Light 1-dels colostomipose med vindue

SenSura Mio Convex Light er en lukket colostomipose med en tilpasningsvenlig convexskål med integrerede flexlinjer, som sikrer stabilitet omkring stomien og samtidig er fleksibel.

Den elastiske klæber passer til din kropsfacon, og posen forbliver diskret på grund af tekstilets grå farve, og giver en sikker vedhæftning. Den forbliver desuden også diskret takket være udformningen af filtret og posen.

Den elastiske klæber med den tilpasningsvenlige convexskål er permanent fastgjort ved posen. Ved poseskift skal både pose og klæber derfor fjernes og skiftes.

Convex Light er til stomier med stomiåbning i hudniveau, der har behov for skånsom hjælp til at blive skubbet frem eller til stomier i lidt dybtliggende områder, hvor en Convex Light skål kan sikre god vedhæftning. Det unikke cirkelformede filter er påvist til at reducere ballooning.



Indholdsstoffer/materiale:	Kul, EVA, Poly glycol, resin, kartoffelmel, stivelse, PIB, SIS, Pektin, CMC, Gelatine, Guar gum, Polyester, LLDPE, PVdC, PU, PU-EEA, PP/PE
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares vandret under kølige og tørre forhold.
Holdbarhed fra produktionsdato:	36 måneder
Bortskaffelse af vare:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	Må ikke skylles i toilettet

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Convex Light 1-dels colostomipose med vindue

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0340143	Sensura Mio Convex Light	1-dels colostomipose, Midi, vindue, grå	10-23 mm Ø	Æske a 10 stk.	16521
0340144	Sensura Mio Convex Light	1-dels colostomipose, Midi, vindue, grå	15-33 mm Ø	Æske a 10 stk.	16522
0340145	Sensura Mio Convex Light	1-dels colostomipose, Midi, vindue, grå	31-43 mm Ø	Æske a 10 stk.	16523
0340146	Sensura Mio Convex Light	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	10-23 mm Ø	Æske a 10 stk.	16525
0340147	Sensura Mio Convex Light	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	15-33 mm Ø	Æske a 10 stk.	16526
0340148	Sensura Mio Convex Light	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	31-43 mm Ø	Æske a 10 stk.	16527
0340149	Sensura Mio Convex Light	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	25 mm Ø	Æske a 10 stk.	16530
0340150	Sensura Mio Convex Light	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	28 mm Ø	Æske a 10 stk.	16531
0340151	Sensura Mio Convex Light	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	35 mm Ø	Æske a 10 stk.	16533
0340152	Sensura Mio Convex Light	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	38 mm Ø	Æske a 10 stk.	16534
0340416	Sensura Mio Convex Light	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	10-43 mm Ø	Æske a 10 stk.	16532