

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura® Mio Post Op 1-dels, steril

### SenSura Mio 1-dels Post Op med post-op vindue og blødt post-op udløb.

Kombinerer den unikke SenSura Mio elastiske klæber med en 1-dels Post Op pose med post-op vindue. Post-op vinduet sikrer direkte adgang til inspektion af stomien. Måleskalaen indikerer, hvor meget output der er i posen.

Designet til postoperativ brug. Effektiv tømning gennem et blødt tragtformet udløb, der let kan kobles til alle poser med standard konektor.

Posen har BodyFit Technology®, hvilket giver sikker og komfortabel tilpasning til alle kroppsfaconer. Derudover følger den elastiske klæber også kroppens bevægelser, så man kan bevæge sig frit uden at bekymre sig om lækage.

Posen leveres i steril enkeltpakning, således at posen kan anvendes direkte efter operation.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	EVA, PVdC, PET, PU, PP, ABS
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares vandret under kølige og tørre forhold.
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	2 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura® Mio Post Op 1-dels, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0358245	Sensura Mio Post Op	1-dels, PO udløb, skala, vindue, klar, steril	10-70 mm Ø	Æske a 5 stk.	18680
0358246	Sensura Mio Post Op	1-dels, PO udløb, skala, vindue, klar, steril	10-100 mm Ø	Æske a 5 stk.	18681