

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio High Output 1-dels, convex klæber

SenSura Mio 1-dels High Output med blødt post-op udløb og convex klæber.

Kombinerer den unikke SenSura Mio elastiske klæber med en 1-dels High Output pose med ekstra posekapacitet. Posen er opklipbar og har bælteører.

Designet til brugere med en ileostomi med High Output. Effektiv tømning gennem et blødt tragtformet udløb, der let kan kobles til alle poser med standard konektor. Udløbet kan skjules i lommen foran.

Posen har BodyFit Technology®, hvilket giver sikker og komfortabel tilpasning til alle kroppsfaconer. Derudover følger den elastiske klæber også kroppens bevægelser, så man kan bevæge sig frit uden at bekymre sig om lækage.

Der er måleskala på de transparente poser og et inspektionsvindue på de grå poser.

*Grå pose afbilledet



Indholdsstoffer/materiale:	EVA, PVdC, PET, PU, PP, ABS
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares vandret under kølige og tørre forhold.
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio High Output 1-dels, convex klæber

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0358239	Sensura Mio High Output Convex	1-dels, blød, PO udløb, vindue, bælteører, grå	10-50 mm Ø	Æske a 10 stk.	18670
0358240	Sensura Mio High Output Convex	1-dels, blød, PO udløb, skala, bælteører, klar	10-50 mm Ø	Æske a 10 stk.	18671