

PRODUKTDATABLAD

NovaLife TRE 2 soft convex basisplade

NovaLife TRE™ er designet til at holde huden naturlig sund.

- Med 6 mm blød konveks indlæg som hjælper til at presse stomien mere ud i posen
- Den løftbare koblingsring gør pladen mere fleksibel og komfortabel, ligesom den gør det lettere at sætte pladen på
- Fås i tre ringstørrelser med forskellige hulstørrelser

NovaLife TRE™ klæberen har desuden tre niveauer af hudbeskyttelse:

1. Klæbeevne – Designet til at give en sikker og fleksibel forsegling som beskytter huden mod output fra stomien. Samtidig er klæberen let at aftage og skånsom mod huden.
2. Absorption – Hjælper med at absorbere fugtigheden og opretholde hudens naturlige balance uden at den mister intern og ekstern styrke.
3. pH-balance – Designet til at hjælpe med at håndtere fordøjelsesenzymernes skadende effekt på huden.



Indholdsstoffer/materiale:	Hydrokolloid og polymer-/copolymerplast
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	Produktet er til engangsanvendelse

PRODUKTDATABLAD

NovaLife TRE 2 soft convex basisplade

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
0381171	Novalife TRE 2 soft convex	basisplade, opklipbar 15-25 mm, løftbar flange	43 mm ring	æske a 5 stk	3343-15
0381172	Novalife TRE 2 soft convex	basisplade, opklipbar 15-38 mm, løftbar flange	55 mm ring	æske a 5 stk	3355-15
0381173	Novalife TRE 2 soft convex	basisplade, opklipbar 15-52 mm, løftbar flange	70 mm ring	æske a 5 stk	3370-15
0381174	Novalife TRE 2 soft convex	basisplade, 25 mm hul, løftbar flange	43 mm ring	æske a 5 stk	3343-25
0381175	Novalife TRE 2 soft convex	basisplade, 30 mm hul, løftbar flange	55 mm ring	æske a 5 stk	3355-30
0381176	Novalife TRE 2 soft convex	basisplade, 35 mm hul, løftbar	55 mm ring	æske a 5 stk	3355-35