

PRODUKTDATABLAD

Comfizz stomiskjold inkl. beskyttelsespude

COMFIZZ stomiskjold beskytter stomien ved fysisk arbejde, sport, brug af sikkerhedssele samt i andre situationer, hvor man har brug for beskyttelse.

Sættet består af stomiskjold og beskyttelsespude.

Beskyttelsespuden kan maskinvaskes ved 30°C, mens skjoldet kan håndvaskes i varmt sæbevand.

Mål: 29 x 18,5 x 3,5 cm

Findes med tre forskellige hulstørrelser.



Indholdsstoffer/materiale:	Stomiskjoldet: ABS, nylon 15%, Beskyttelsespude: 100% polyester
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	-
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Comfizz stomiskjold inkl. beskyttelsespude

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
0360470	Comfizz	Stomiskjold inkl. beskyttelsespude	60 mm	CSSET-JET-60
0360471	Comfizz	Stomiskjold inkl. beskyttelsespude	75 mm	CSSET-JET-75
0360472	Comfizz	Stomiskjold inkl. beskyttelsespude	90 mm	CSSETJET90