

PRODUKTDATABLAD

Accu-Chek Guide kontrolopløsning

Accu-Chek Guide kontrolopløsning er udviklet til at arbejde sammen med Accu-Chek Guide teststrimlerne for at bekræfte nøjagtigheden af resultaterne.

Kontrolopløsningen indeholder en kendt mængde glukose, som bruges på en teststrimmel i stedet for blod. Hvis resultater matcher det forventede glukoseniveau, så virker apparat og teststrimler korrekt.

Test med kontrolopløsning skal foretages hvis:

- En ny æske teststrimler åbnes
- Æsken med teststrimlerne har været efterladt åben
- Du tror, at teststrimlerne er beskadigede
- Du ønsker at kontrollere apparatet og teststrimlerne
- Teststrimlerne har været opbevaret ved ekstreme temperaturer, fugtighed eller begge
- Du har tabt apparatet
- Resultaterne fra teststrimlerne ikke matcher, hvordan du har det
- Du ønsker at kontrollere, om du udfører test korrekt



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IVD-B
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra meget varme og fugtige omgivelser
Holdbarhed fra produktionsdato:	15 måneder
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATBLAD

Accu-Chek Guide kontrolopløsning

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6408393	Accu-Chek	Guide kontrolopløsning	Æske a 2 fl.	7748906171