


PRODUKTDATABLAD

FreeStyle Precision Blodketon teststrimler

Blodketonteststrimler til brug sammen med FreeStyle Precision Neo, Precision Xceed, Precision Xtra og FreeStyle Precision blodsukkeparater.

Teststrimlerne er individuelt indpakket og nemme at håndtere.

Udløbsdato og opbevaringstemperatur står på emballagen.



Måleområde:	0,0 – 8,0 mmol/l
Kodes/kalibreres:	Automatisk
Måletid:	10 sekunder
Blodmængde:	1,5 µl
Indholdsstoffer/materiale:	B-hydroxybutyratdehydrogenase(Pseudomonas sp) NAD, Phenanthrolinquinon.
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	IVD Self testing
Steril vare/metode:	Nej
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Holdbarhed fra produktionen:	18 måneder
Holdbarhed teststrimler efter åbning:	Til udløbsdato på pakken
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler

PRODUKTDATABLAD

FreeStyle Precision Blodketon teststrimler

Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Blodet suges fra:	Spidsen af teststrimlen
Genopfyldning af teststrimmel:	Ja, 30 sekunder efter første bloddråbe
Batchnummer:	Ja
Dansk mærkning på emballagen:	Ja
Dansk brugsanvisning:	Ja
Opbevaring af teststrimler:	+4 °C til +30 °C
Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:	Ja
Særlig bemærkning:	Teststrimmel kan anvendes en gang
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
Teststrimler passer til følgende apparat:	6408071 FreeStyle Precision Neo. 6408070 FreeStyle Precision Samt udgåede blodsukkerapparater: Precision X-Ceed, Precision Xtra.

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6408117	70785	FreeStyle Precision blodketon teststrimler	æske a 10 stk.

* Henviser til producentens reference nr.