

# PRODUKTDATABLAD

## Flexi-Seal Protect Plus fækalkatetersystem, sæt

Flexi-Seal Protect Plus er et fækalkateter, som er beregnet til at håndtere fækal inkontinens ved opsamling af tynd eller halvtynd afføring samt lægemiddeladministration.

Det er dokumenteret in vitro, at Flexi-Seal indeslutter *C. difficile* og forhindrer infektionen i at sprede sig til omgivelserne.

Egenskaber:

- Medicin/irrigationsport med ENFit-konnektor, der bidrager til at reducere risiko for overfyldning af cuffen.
- Patientspecifik fyldningsindikator til indikation af overfyldt cuff
- Farvet prøvetagningsport
- Selvlukkende kateter designet til at reducere risiko for lækage og krydskontaminering under poseskift.



Produktet er beregnet til voksne patienter.

**Indholdsstoffer/materiale:** Silikone

**PVC/ftalater:** -

**Latex:** -

**CE klassifikation:** I

**Steril:** Nej

**Opbevaring:** Tørt og køligt

**Holdbarhed fra produktionsdato:** -

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/genanvendelse

**Bemærkninger:** Produktet er ikke egnet til anvendelse i mere end 29 sammenhængende dage

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0171226	Flexi-Seal Protect Plus	fækalkatetersystem, sæt	-	Æske a 1 stk	421703