

PRODUKTDATABLAD

InCare fækalpose

InCare fækalpose

Opklippelig

Hollister selvklæbende fækalpose. Til patienter med ufrivillig afføring, diarré og melæna. Posens klæber er en hydrokolloid, fugtabsorberende hudbeskyttelsesplade, som beskytter huden mod kontakt med afføringen. Posen har bundaftapning og med mulighed for at tilslutte en sengepose.

- Ingen lugtgener
- Hudproblemer minimeres
- Fugtabsorberende hudbeskyttelsesplade



| | |
|--|---|
| Indholdsstoffer/materiale: | Polyethylen coated papir, polyvinyl klorid |
| PVC/ftalater: | Ja. Ftalat: DEHP |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Klasse I |
| Steril vare: | Nej |
| Særlig mærkning: | Ingen |
| Opbevaring: | Køligt, tørt og beskyttet mod direkte sollys. |
| Holdbarhed: | 5 år |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse af inder emballage: | Forbrænding |
| Bortskaffelse af yder emballage: | Genbrug |
| Bemærkninger: | Ingen |

PRODUKTDATABLAD

InCare fækalpose

Mediqs sortimentsoversigt

| Varenr. | Varenavn | Varebeskrivelse | Størrelse | Indhold | Salgsenhed | Ref.nr.* |
|---------|----------|--|-----------|----------------|------------|----------|
| 0170220 | InCare | Fækalpose, opklippelig afføringspose | 500 ml | Æske á 10 stk. | ÆSKE | 9822 |
| 0170725 | Incare | Fækalpose, opklippelig afføringspose | 1000 ml | Æske á 10 stk. | ÆSKE | 9821 |
| 0170730 | InCare | Fækalpose, opklippelig, m.flextrend hudplade + hul | 500 ml | Æske á 10 stk. | ÆSKE | 9823 |

*Henviser til producentens reference nr.