

# PRODUKTDATABLAD

## Unomedical urinpose 35 cm slange m. drejeventil, 600 ml

### Unomedical urinpose

600 ml, 35 cm slange, drejeventil

Benpose til urinopsamling, hvor posen forbindes til et kateter eller uridom.

En enhåndsbetjent bundtaftapning som skubbes fra side til side når der skal åbnes og lukkes.

Med 4 cm silikoneslange for direkte tilslutning til sengepose/natpose.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polyethylen,PVC, solikone

**PVC/ftalater:** Ja/Ja, DEHP-fri, uden mærkningspligtige ftalater

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring:** Opbevares tørt ved 5-25 grader Celsius

**Holdbarhed:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

Unomedical urinpose 35 cm slange m. drejeventil, 600 ml

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0165035	Unomedical	urinpose, 35 cm slange, drejeventil +4 cm	600 ml	Bdt. a 10 stk. – Krt. a 150 stk.	17 349 0 -10