

PRODUKTDATABLAD

Unomedical benpose 750 ml m. 45 cm slange, krydsventil, lige indløb

Unomedical benpose

Benpose med NRV (Tilbageløbsventil) 750 ml, 45 cm slange, krydsventil m. lige indløb.

Benpose til urinopsamling, hvor posen forbindes til et kateter eller uridom.

En enhåndsbetjent bundaftapning som skubbes fra side til side, når der skal åbnes og lukkes.

Med 4 cm silikoneslange for direkte tilslutning til sengepose/natpose.

Beregnet til oppegående samt kørestolsbrugere



Indholdsstoffer/materiale: PVC, Polyethylene, Acrylonitrile-butadiene-styrene, Silicone

PVC/ftalater: Ja / DEHP-fri/fri for mærkningspligtige ftalater

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og store temperatursvingninger.

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inderemballage: Forbrænding

Bortskaffelse af yderemballage: Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Unomedical benpose 750 ml m. 45 cm slange, krydsventil, lige indløb

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
0160045	Unomedical urinpose	Urinpose 45 cm slange, krydsaftap + 4 cm silikoneslange	750 ml	Æske á 20 stk.	293120