

PRODUKTDATABLAD

Unomedical urinpose, 1000 ml, 13 cm skrå slange m. krydsaftapning

Unomedical urinpose

Urinpose med skrå slange og krydsaftapning.

Enhåndsbetjent krydsventil, som skubbes fra side til side, når der skal åbnes og lukkes.

Beregnet til oppegående samt kørestolsbrugere.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyethylen, PVC
PVC/ftalater:	Ja/Ja DEHP-fri, uden mærkningspligtige ftalater
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og mellem 5-25 grader Celsius
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inderemballage:	Forbrænding
Bortskaffelse af yderemballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Unomedical urinpose, 1000 ml, 13 cm skrå slange m. krydsaftapning

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
0162013	Unomedical	urinpose, 13 cm skrå slange, krydsaftapning	1000 ml	Bdt. a 30 stk	273014