

PRODUKTDATABLAD

Unomedical urinpose uden bundaftapning 750 ml

Benpose u. bundaftapning, 35 cm skrå, 750 ml

Benpose til urinopsamling. Til engangsbrug.

- Uden bundaftapning



Indholdsstoffer/materiale: PVC, ABS, polyethylene

PVC/ftalater: Ja/ja, DEHP-fri, uden mærkningspligtige ftalater

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og store temperatursvingninger.

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding / Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Unomedical urinpose uden bundaftapning 750 ml

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
0152035	Unomedical urinpose	35 cm lige slange, uden bundaftapning.	750 ml	Bdt à 25 stk	28 005 0