

PRODUKTDATABLAD

Qufora benposer flerkammer sterile

Qufora benposer flerkammer sterile

Qufora steril flerkammer benpose med vliesbagside og 3 slangelængder.

Har betjeningsvenlig kryds- eller q-flow-ventil inkl. 4 cm silikoneslange, der kan tilkobles sengepose/ natpose direkte.

Flerkammersystemet sikrer, at posen er næsten usynlig under tøj, også når den er fyldt.

Varenr. 0163016 er justérbar med ekstra konektor vedlagt i pakningen.

Varenr. 0163007 har desuden port til urinprøvetagning, som en integreret del af konnektoren.



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, PP, PE og silikone
PVC/ftalater:	Ja / Nej (fri for mærkningspligtige ftalater)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare:	Ja – ETO steriliseret
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt mellem 0°C og 35°C. Undgå direkte sollys.
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

Qufora benposer flerkammer sterile

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. nr.
0163007	Qufora flerkammer urinpose	10cm slange, 3 kamre, Q-flow, +4cm, prøveudtag, steril	500ml	Æske a 10 stk.	Æske	201622
0163014	Qufora flerkammer urinpose	50cm slange, 3 kamre, krydsventil +4cm, steril	500ml	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	Æske	201621
0163016	Qufora flerkammer urinpose	50cm slange, 3 kamre, Q-flow, justerbar +4cm, steril	500ml	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	Æske	201625