

PRODUKTDATABLAD

Qufora sengeposer, 120cm, prøveudtag, steril, 2000 ml

Qufora sengeposer sterile

Qufora sengepose 2000 ml med betjeningsvenlig krydsventil eller drejeventil og 120 cm slange.

Free-flow, steril og med tilbageløbssikring.

Port til urinprøvetagning, som en integreret del af konnektoren.

Tydelig skala på ydersiden sikrer nem aflæsning til urinmængden.

Praktisk og hygiejnisk steril singlepack.



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, PP, PE
PVC/ftalater:	Ja / Nej (fri for mærkningspligtige ftalater)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare:	Ja, eto-steriliseret
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt mellem 0°C og 35°C. Undgå direkte sollys.
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

Qufora sengeposer, 120cm, prøveudtag, steril, 2000 ml

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. nr.
0163024	Qufora	Sengepose, 120cm, krydsventil, prøveudtag, steril	2000 ml	Æske a 25 stk.	Æske	201640
0163030	Qufora	Sengepose, 120cm, drejeventil, prøveudtag, steril	2000 ml	Æske a 25 stk.	Æske	201644