

PRODUKTDATABLAD

Rüsch TUR-Bag blæreskyllepose, dråbekammer 120 cm, 4000 ml

Rüsch TUR-Bag med dråbekammer samt 120 cm kink- og klæbefri slange, steril

Et lukket dræningssystem til postoperativ blære irrigation og drænage, som sikrer maksimal beskyttelse mod blæreinfektioner. Rillet universal konektor med beskyttelseshætte anvendelig til alle gængse katetre. Posen er klar.

- Nålefri prøveudtagningsport
- Fleksibel kink-resistent indløbsslange
- Ekstra bakterietæt og vandtæt ventilation af posen
- Ventileret dråbekammer med integreret tilbageløbsventil
- Tømningsventilen er tæt og kan ombukkes og sættes fast til posen
- Drypfri krydsventil ved bundudløb
- Studs til kateter med tilhørende prop
- Integreret krog til fastsættelse af udløbsrøret i lodret position og ekstra snor til dobbelt sikkerhed.
- Tydelig angivelse af ml på posen



Indholdsstoffer/materiale:	PP, PE
PVC/ftalater:	Ja/Nej (pose)*
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved normal rumtemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	* Indløbsslangen indeholder ca. 20% DEHP. Samlet DEHP < 0.05%

PRODUKTDATABLAD

Rüsch TUR-Bag blæreskyllepose, dråbekammer 120 cm, 4000 ml

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0140001	Rüsch TUR-Bag	Blæreskyllepose 120 cm slange, dråbekammer, steril	4000 ml	Krt. a 20 stk.	673053
0140002	Rüsch TUR-Bag	Blæreskyllepose 120 cm slange, dråbekammer, pumpe, steril	4000 ml	Krt. a 10 stk.	673054