

# PRODUKTDATABLAD

Curion Soft – Curibag - flerkammer urinpose, 15 cm slange, 500 ml

## Curion Soft CuriBag flerkammerbenpose

Curion Soft flerkammerpose, Curibag, er en 3-kammer benpose for optimal diskretion. Urinposen er forsynet med en hudvenlig bagside og tilbageløbsventil, der sikrer, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen.

Urinposen er forsynet med en énhåndsbetjent vippeventil med en pil, der visualiserer, hvornår ventilen er åben. Slangen er justerbar.

Urinposen har en + 4cm silikoneslange til påsætning af sengepose. Der medfølger et sæt med 2 fikseringsbånd, et bredt og et tyndt bånd med velcro og knapper.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polypropylen, polyethylene, polyvinylchlorid, slange er af silikone

**PVC/ftalater:** Ja / Nej (ftalat-Fri)

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** Max brugstid er 5-7 dage. Natposer skiftes hver dag

**Opbevaring uåbnet:** Tørt, stuetemperatur og beskyttet mod direkte sollys

**Opbevaring åbnet:** -

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Holdbarhed åbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATBLAD

Curion Soft – Curibag - flerkammer urinpose, 15 cm slange, 500 ml

## Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0167777	Curion urinpose Soft	soft, 15cm justerbar slange + 4cm, vippeaftap (flerkammer)	500 ml	æske a 10 stk.	ÆSKE	2054 K / 3015238