

PRODUKTDATABLAD

Curion urinpose m. 45 cm slange, krydsaftap 750 ml

Curion benpose m. 45 cm slange krydsaftap

Alle Curion urinposer har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Poserne er fremstillet af semi-transparent folie. Curion Soft poserne og Curion senge-poser har påtrykt en måleskala så man kan kontrollere hvor meget urin, der er i poserne.



Indholdsstoffer/materiale:	DEHP
PVC/ftalater:	Ja, DEHP
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Opbevares tørt ved almindelig stuetemperatur
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse vare:	Deponi
Bortskaffelse indre emballage:	Deponi
Bortskaffelse ydre emballage:	Forbrænding / Genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Curion urinpose m. 45 cm slange, krydsaftap 750 ml

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. nr.
0160046	Curion urinpose	45 cm slange, krydsaftap	750 ml	Ps. á 25 stk.	STK	8764