

PRODUKTDATABLAD

Curion – Forskellige fikseringsbånd

Forskellige fikseringsbånd til urinfiksering

8044: Velcro med silikone u. knapper

8045 / 8047: Bred 5 cm elastisk benbånd til brug i kombination med Soft Careline urinposer

8048: Velcro med 2 knapper, sæt.
Kan anvendes sammen med Curion Soft og Curibag urinposer

OBS:

8044 / 8048: Vaskeanvisning max 40 grader



Indholdsstoffer/materiale: PE

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares tørt ved normal rumtemperatur

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Curion – Forskellige fikseringsbånd

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0181035	Curion	urinposebånd m. knapper, til underben, justerbar		1 sæt	STK	3028540 (8045)
0181040	Curion	urinposebånd m. knapper, til overben, justerbar		1 sæt	STK	3028541 (8047)
0180080	Curion	urinposebånd med velcro uden knapper 60 cm	60 cm	Æske á 25 stk	ÆSKE	8044
0181045	Curion	urinfikseringsbånd, 2 knapper, sæt 55 x 3 cm / 35 x 2 cm	55 x 3 cm / 35 x 2 cm	Æske á 10 stk	STK	3028542 (8048)