

PRODUKTDATABLAD

SpeediCath® Compact til mænd

SpeediCath Compact kateter til mænd giver sikker og diskret kateterisation. Har de samme fordele som SpeediCath katetret.

Det særlige teleskopdesign betyder, at katetret, med sine 30 cm, kun er halvt så langt som et standardkateter til mænd og kan derfor opbevares, medbringes, anvendes og kasseres meget diskret.

Katetret kan indføres uden at røre ved den overfladebehandlede del og leveres klar til brug.



Indholdsstoffer/materiale: PP, TPE, EVA, TPU, MABS, PET, saltvand

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril: Ja

Opbevaring: -

Holdbarhed fra produktionsdato: 2 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

PRODUKTDATABLAD

SpeediCath® Compact til mænd

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1059698	SpeediCath Compact, PVC-fri	Nelatonkateter male, 30 cm, steril	Ch. 12	Æske a 30 stk. – Krt. a 10 æsker	28692