

PRODUKTDATABLAD

SpeediCath® Control, éngangskateter til mænd – PVC-fri

SpeediCath® Control

Nelatonkateter til selvkaterisation, 40cm, med vand, steril

Kateteret består af et 32cm fleksibelt stykke i ch. 12 og et stivere stykke på 8cm i ch. 16. Hvilket gør det specielt velegnet til brugere med nedsat håndmotorik.

De er PVC-frie og har en hydrofil overfladebehandling. Katetret ligger i en steril saltvands opløsning og er klar til brug. Brugeren er således uafhængig af adgang til rent vand, der normalt er nødvendig for klargøring af traditionelle hydrofile katetre. Overfladebehandlingen dækker også kateterhullerne.



Materiale:	PU, PVP, aluminium emballage
PVC/Ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril Vare:	Ja
Opbevaring åbnet:	Tørt ved stuetemperatur og beskyttet mod direkte sollys
Opbevaring uåbnet:	Éngangsprodukt – må ikke genanvendes
Holdbarhed uåbnet:	2 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Genbrug
Bortskaffelse yder:	Genbrug
Miljømærk	Nej
Uønskede stoffer	Ingen
Bemærkningen:	Ingen

PRODUKTDATABLAD

SpeediCath® Control, éngangskateter til mænd – PVC-fri

Mediq Sortimentsoversigt

Vare nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgs- enhed	Ref nr.
1059452	SpeediCath® Control PVC fri	Nelatonkateter 40 cm 32 cm fleksibelt stykke ch 12 8 cm stivere stykke ch. 16	ch. 12/16	æske a 30 stk - krt a 10 æsker	ÆSKE	27212