

# PRODUKTDATABLAD

## Curan hydrofilcoatede katetre

Curan kateteret er et hydrofilcoated engangskateter, som er sikkert og nemt at anvende.

Kateteret skal tilføjes vand som aktiverer hydrofil-belægningen på kateteret på 25 sekunder, hvorefter friktion under indføring er minimal.

De fintpolerede bløde øjne minimerer irritation i urinrøret under kateterisation, mens den glatte overflade samt kateterets fasthed sikrer god kontrol under indføring. Pakningen er sikker, handicapvenlig og let at åbne.

Nelatonkateteret til mænd har et blåt greb, som sikrer hygiejnisk indføring af kateteret.

Curan katetre er pakket enkeltvis og steril.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Nej (DEHP-fri)
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I-S
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved 5-25 °C. Undgå direkte sollys.
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Curan hydrofilcoatede katetre

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1094258	Curan hydrofilcoated	Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 8	Æske a 30 stk.	203738
1094260	Curan hydrofilcoated	Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 10	Æske a 30 stk.	203740
1094262	Curan hydrofilcoated	Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 12	Æske a 30 stk.	203742
1094264	Curan hydrofilcoated	Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 14	Æske a 30 stk.	203744
1094266	Curan hydrofilcoated	Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 16	Æske a 30 stk.	203746
1094278	Curan hydrofilcoated	Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 8	Æske a 30 stk.	203748
1094280	Curan hydrofilcoated	Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 10	Æske a 30 stk.	203750
1094282	Curan hydrofilcoated	Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 12	Æske a 30 stk.	203752
1094284	Curan hydrofilcoated	Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 14	Æske a 30 stk.	203754
1094286	Curan hydrofilcoated	Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 16	Æske a 30 stk.	203756
1094292	Curan hydrofilcoated	Tiemannkateter 40 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 12	Æske a 30 stk.	203762
1094294	Curan hydrofilcoated	Tiemannkateter 40 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 14	Æske a 30 stk.	203764