

PRODUKTDATABLAD

Curan Man kompakt herrekateter

Curan Man har et kompakt kateter til mænd

Katetret er klar til brug og nemt at indføre. Curan Man er 30 cm langt, men kan dække kateterisationsbehovet, ved langt de fleste mænd.

Katetret kan foldes med den medfølgende clips for diskret opbevaring.



Indholdsstoffer/materiale: PVC

PVC/ftalater: Ja/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: I-S

Steril: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt, ved sturetempertur og ikke i sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 3 år

Bortskaffelse af vare: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes

Bemærkninger:

PRODUKTDATABLAD

Curan Man kompakt herrekateter

Mediq's varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1094304	Curan Man	herrekateter, kompakt u/DEHP, 30 cm, st.	ch 12	æske a 30 stk	944014
1094305	Curan Man	herrekateter, kompakt u/DEHP, 30 cm, st.	ch 14	æske a 30 stk	944015
1094306	Curan Man	herrekateter, kompakt u/DEHP, 30 cm, st.	ch 16	æske a 30 stk	944016