

PRODUKTDATABLAD

We Medical Fortykkelsesgel, pose

Superabsorberende fortykkelsesgel, der ændrer konsistensen af flydende output, så det bliver til en gel, hvilket reducerer risikoen for lækage.

Gelen leveres i vandopløselige poser. En pose placeres i stomiposen, som derefter opløses og giver outputtet konsistens som en gel.

Gelen er særlig egnet til colo- og ileostomipatienter, der har flydende output samt til alle stomipatienter, når de rejser.



Indholdsstoffer/materiale:	Natriumpolyacrylat, vandopløselig pose
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt og rent. Undgå direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

We Medical Fortykkelsesgel, pose

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1010104	We Medical	Fortykkelsesgel, pose		Æske a 60 stk.	WEM155-60