

PRODUKTDATABLAD

We Medical tættningsring

Hydrokolloid tættningsring er formbare og er meget absorberende. Dermed giver ringen et lækagefrit barriere mellem huden og basispladen eller stomiposen.

Tættningsringen er egnet til stomister med sensitiv eller ujævn peristomal hud. Ringen former sig efter hudens konturer og giver dermed ekstra sikkerhed mod lækager selv ved længere bæretid.

Ringen er nem at bruge og kan anvendes sammen med alle typer stomipose.

Findes i to tykkelser; 3 mm og 4,2 mm.



Indholdsstoffer/materiale:	Hydrokolloidblanding, natriumcarboxycellulose
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved temperaturer under 30 °C. Undgå direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	2 år
Bortskaffelse af vare:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATBLAD

We Medical tættningsring

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1010110	We Medical	Tættningsring 3,0 mm tyk	48 mm Ø	Æske a 30 stk.	WC500
1010111	We Medical	Tættningsring 4,0 mm tyk	48 mm Ø	Æske a 30 stk.	WC300