

PRODUKTDATABLAD

Qufora® IrriSedo ballonkatetersæt

Qufora IrriSedo Ballonkatetersæt består af 10 stk. hydrofilcoatede katetre i størrelsen regular.

Sættet passer til Qufora IrriSedo rektal ballonssystem basissættet (varenr. 1161317).



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, silikone, hydrofil PVP
PVC/ftalater:	Ja/Nej (DEHP-fri. Anden blødgører anvendt*)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	*Hexamol DINCH

PRODUKTDATABLAD

Qufora® IrriSedo ballonkatetersæt

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1161318	Qufora Irrisedo	Rektal ballonkatetersæt	Pk. a 1 sæt	58301-010