

PRODUKTDATABLAD

Gibeck, Humid-Vent HEPA Filter, lige, m/CO₂ port, st

Humid-Vent HEPA filter med blå luer lock CO₂ port.
Den ultimative løsning til at forhindre infektion.

- Dead space: 81 ml
- Vægt: 53 g
- Konnektorer: 22M / 15F – 22F / 15M
- Filter medium: hydrofobisk mekanisk glasfiber papir.
- Befugtningsmedium: hydrofobisk microwell papir
- Respirationsvolumen: 300-1200 ml
- Flow modstand:
 - Ved 30 l/min, 1,1 cm H₂O
 - Ved 60 l/min, 2,6 cm H₂O
- Fugttab:
 - 6,7 mg H₂O/l ved V_T 500 ml
 - 6,6 mg H₂O/l ved V_T 1000 ml
- Fugt input:
 - 30,3 mg H₂O ved V_T 500
 - 31,8 mg H₂O ved V_T 1000
- Temperatur:
 - 33,8°C ved V_T 500
 - 35,0°C ved V_T 1000
- Bakteriel effektivitet > 99,99999%
- Viral effektivitet > 99,9999%
- Mycobacterium Tuberkulose effektivitet > 99,999%



Indholdsstoffer/materiale:	Huset: polypropylen Port: ABS Filter: HEPA Filter
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Ja
Opbevaring:	I original indpakning – tørt, ved stuetemperatur, og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år

PRODUKTDATABLAD

Gibeck, Humid-Vent HEPA Filter, lige, m/CO2 port, st

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Affaldssortering

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1540311	Gibeck	Humid-Vent HEPA Filter, lige, m/CO2 port, st	-	Æske a 20 stk	29001T