

PRODUKTDATABLAD

Unomedical, Urihesive – strips til urinkondom dobbelklæbende

Urihesive, strips til urinkondom dobbelklæbende

Urihesive er en strip fremstillet af et hudvenligt materiale med klæbeevne på begge sider. Anbringes rundt om penis som en tætsluttende barriere mellem penis og urinkondomet.



Indholdsstoffer/materiale: silikoneret papir, klæber

PVC/ftalater: Nej

Latex: Ja/Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt og mellem 5-25 grader Celcius,

Opbevaring åbnet: -

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Holdbarhed åbnet: -

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Unomedical, Urihesive – strips til urinkondom dobbelklæbende

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0220010	Unomedical, Urihesive	Strips til urinkondom, dobbelklæbende	-	Æske á 15 stk	STK	173915