

# PRODUKTDATABLAD

## Incare latex selvklæbende uridom, 14,5 cm

### Incare latex uridom – selvklæbende, 14,5 cm

Et selvklæbende latex uridom med indvendig antirefluxkrave, som hindrer tilbageløb, så irritation og hudbeskadigelse minimeres.

Den udvendige plastkrave er en stor hjælp for korrekt påsætning.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polyethylene, Polyester Vinyl acrylate/acetate

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Ja

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys

**Opbevaring åbnet:** Engangsprodukt

**Holdbarhed uåbnet:** Ifølge udløbsdato

**Holdbarhed åbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inderemballage:** Forbrænding / Genbrug

**Bortskaffelse af yderemballage:** Forbrænding / Genbrug

**Bemærkninger:** Ingen

# PRODUKTDATABLAD

Incare latex selvklæbende uridom, 14,5 cm

## Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0217023	InCare latex uridom	standard, selvklæbende latex, klæbeflade 4,5 cm	22 - 25 mm Ø	æske a 30 stk.	ÆSKE	9206
0217027	InCare latex uridom	standard, selvklæbende latex, klæbeflade 4,5 cm	26 - 30 mm Ø	æske a 30 stk.	ÆSKE	9207
0217031	InCare latex uridom	standard, selvklæbende latex, klæbeflade 4,5 cm	31 - 35 mm Ø	æske a 30 stk.	ÆSKE	9208
0217035	InCare latex uridom	standard, selvklæbende latex, klæbeflade 4,5 cm	36 - 39 mm Ø	æske a 30 stk.	ÆSKE	9209