

PRODUKTDATABLAD


Contrelle, Activgard, skumtampon

Contrelle Activgard urinblærestøtte er velegnet til behandling af kvinder over 18 år med stress- og tranginkontinens, hvor patienten oplever ufrivillig urinlagkage udøst ved anstrengelse, fysisk aktivitet, nysen eller hosten.

- Forhindrer og reducerer urinlagkage som følge af stressinkontinens
- Forhindrer ikke normal blæreudtømmning ved toiletbesøg, da Contrelle Activgard ikke behøver fjernes før udtømmning
- Må sidde i op til 16 timer i en 24-timers periode

Produktet findes i tre størrelser:

- Str. 1 = Lille
- Str. 2 = Medium
- Str. 3 = Stor



Indholdsstoffer/materiale:

PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	IIA
Steril:	Nej
Opbevaring:	Ved stuetemperatur, tørt og udenfor direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding. Affaldssortering efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage:	Affaldssortering.
Bemærkninger:	Engangsbrug. Det anbefales at skifte tampon efter svømning, og hver 4. til 6. time under menstruation. Brug ikke Contrelle Activgard tampon samtidig med eller i stedet for anden vaginal enhed. Læs mere om "Advarsler og forholdsregler".

PRODUKTDATABLAD

Contrelle, Activgard, skumtampon

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0230165	Contrelle	Activgard, skumtampon, startpakke	str 1, 2 og 3	pk a 3 stk	V03SP
0230166	Contrelle	Activgard, skumtampon	str 1	pk a 5 stk	V03001P5
0230167	Contrelle	Activgard, skumtampon	str 1	pk a 30 stk	V03001P30
0230169	Contrelle	Activgard, skumtampon	str 2	pk a 5 stk	V03002P5
0230170	Contrelle	Activgard, skumtampon	str 2	pk a 30 stk	V03002P30
0230171	Contrelle	Activgard, skumtampon	str 3	pk a 5 stk	V03003P5
0230172	Contrelle	Activgard, skumtampon	str 3	pk a 30 stk	V03003P30