

# PRODUKTDATABLAD

## Pose, plastpose med bomuldssnor 30MY

Plastpose med dobbelt bomuldssnor 150 x 300 mm.

Plastpose kan bindes omkring penis og dermed hjælpe til at opsamle urin (i mindre mængder).



**Indholdsstoffer/materiale:** Polyethylen, bomuld

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** -

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Tørt, køligt og beskyttet mod direkte sollys

**Opbevaring åbnet:** Engangsprodukt

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Opbevaring uåbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse emballage:** Forbrænding/Genbrug

**Bemærkning:** -

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0201003	Pose	Plastpose med bomuldssnor 30MY	150 x 300 mm	Bdt. a 100 stk. – Krt. a 40 bdt.	100164