

# PRODUKTDATABLAD

## Pop-On Uridom, Silikone, klæbeflade

Pop-On selvklæbende kort uridom er fremstillet af 100 % silikone og kan anvendes af alle, men er særligt velegnet til personer med retraheret eller kort penis. Skaftet er 5 cm og klæbefladen er ca. 4 cm.

Håret bør fjernes inden påsættelse, da uridomet har en stærk klæber. Uridomet bør skiftes mindst én gang dagligt med soignering. Huden bør være helt tør inden påsætning af nyt uridom.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Silikone, klæbestof
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Pop-On Uridom, Silikone, klæbeflade

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
0214225	Pop-On	Uridom, silikone, kort, klæbeflade 3,8cm	25mm Ø	Æske à 30 stk.	291130
0214229	Pop-On	Uridom, silikone, kort, klæbeflade 3,8cm	29mm Ø	Æske à 30 stk.	291131
0214232	Pop-On	Uridom, silikone, kort, klæbeflade 3,8cm	32mm Ø	Æske à 30 stk.	291132
0214236	Pop-On	Uridom, silikone, kort, klæbeflade 3,8cm	36mm Ø	Æske à 30 stk.	291133
0214241	Pop-On	Uridom, silikone, kort, klæbeflade 3,8cm	41mm Ø	Æske à 30 stk.	291134