

PRODUKTDATABLAD

Ultraflex Silikone uridom, 100 % Silikone

Ultraflex selvklæbende urinkondom er fremstillet af 100 % silikone, hvilket er meget hudvenligt og eliminerer risikoen for allergiske reaktioner, mindre lugtgener og hudirritation. Uridomet er 8cm med en klæbeflade på ca. 3,8 cm.

Da uridomet har en stærk klæber, bør alle hårene fjernes før brug. Uridomet bør skiftes mindst én gang dagligt med soignering. Huden skal være helt tør inden påsætning

Stort reservoir forhindrer turbulens og tilbageløb, stor afløbsstuds sikrer et hurtigt gennemløb til urinposen. Måleskabelon for korrekt størrelsesvalg kan rekvireres.



Indholdsstoffer/materiale:	Silikone, klæbestof
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/Genbrug
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Ultraflex Silikone uridom, 100 % Silikone

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
0214125	UltraFlex Silikone uridom	Standard, selvklæbende, klæbeflade 3,8 cm	25mm Ø	Æske a 30 stk.	291235
0214129	UltraFlex Silikone uridom	Standard, selvklæbende, klæbeflade 3,8 cm	29mm Ø	Æske a 30 stk.	29123601
0214132	UltraFlex Silikone uridom	Standard, selvklæbende, klæbeflade 3,8 cm	32mm Ø	Æske a 30 stk.	291237
0214136	UltraFlex Silikone uridom	Standard, selvklæbende, klæbeflade 3,8 cm	36mm Ø	Æske a 30 stk.	291238
0214141	UltraFlex Silikone uridom	Standard, selvklæbende, klæbeflade 3,8 cm	41mm Ø	Æske a 30 stk.	291239