

PRODUKTDATABLAD

Spiral Neo-Safe® T CU 380 Mini

Neo-Safe T CU 380 Mini er en intrauterin spiral, der er optimalt egnet til kvinder, der endnu ikke har født, men kan også anvendes af kvinder med en lille livmoder (længde <7 cm), der har født flere gange.

Neo-Safe T CU 380 Mini har et dobbelt nylontrådssystem og en kobberoverflade på 380 mm². Kobberet har et renhedsniveau på 99,99 %, hvilket betyder, at uønskede allergiske reaktioner kan udelukkes.

Spiralen indsættes ved hjælp af det tilhørende indføringshylster. Den lille størrelse giver nem og smertefri indsættelse samt fjernelse.

Ved brug af Neo-Safe T CU 380 Mini mindskes risikoen for at få underlivsbetændelse.

- Neo-Safe T CU 380 Mini garanterer 5 års prævention
- Tilsætningen af bariumsulfat sikrer, at spiralen kan lokaliseres med røntgen
- Længde: 30 mm

Spiralen må kun anvendes i samråd med sundhedsfagligt personale.



Indholdsstoffer/materiale: Polyethylen, kobber og bariumsulfat

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse III

Steril: Ja – ISO steriliseret

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: Se holdbarhedsdato på emballage

Holdbarhed fra indsættelsesdato: 5 år

Bortskaffelse vare: Forbrænding/Genanvendelse

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

PRODUKTDATBLAD

Spiral Neo-Safe® T CU 380 Mini

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0228005	Spiral	Neo-Safe T CU 380 Mini, steril	Æske a 1 stk.	007906