

# PRODUKTDATABLAD

## Spidsbækken med lukkeprop, oval

Ovalt spidsbækken med lukkeprop til kvinder, der er fremstillet af et stærkt letvægtsmateriale.

Lukkepropen forebygger lækage og spildrisiko, mens den spidse ende gør tømning og rengøring nemmere.

Bækkenet kan indeholde 1000 ml og må vaskes ved max 100°C.



**Indholdsstoffer/materiale:** Bækken: HDPE, Prop: copolymer

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring:** Opbevares tørt ved stuetemperatur

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 36 måneder

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding/Deponi

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## Spidsbækken med lukkeprop, oval

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0254002	Warwick	Spidsbækken, oval, med lukkeprop, hvid	Krt. a 20 stk.	PUF1000