

PRODUKTDATABLAD

Urinkelbe til mænd, med låg og hank, graduering, HDPE

En praktisk og sikker urinkelbe med hank og låg

- Kun til mandlig brug.
- Til brug i siddende, stående eller liggende stilling.
- Luk hættten umiddelbart efter brug for at forhindre spild og lugt.
- Tøm efter hver brug.

Rengøring

- Til hospitalsbrug - Vask før første brug. Rengør i automatisk desinfektionsmaskine i overensstemmelse med ISO 15883. Maksimal temperatur 90°C
- Til personlig brug - Vask før første brug i varmt vand med opvaskemiddel.
- Tøm indholdet umiddelbart efter brug.
- Vask i varmt vand med opvaskemiddel efter hver brug og lad tørre. Skurning og slibende rengøringsmidler vil reducere produktets ydeevne



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen (HDPE)

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: I tørre omgivelser

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse vare: Forbrænding

Bortskaffelse emballage: Genbrug/Deponi

PRODUKTDATABLAD

Urinkolbe til mænd, med låg og hank, graduering, HDPE

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. nr.
0250023	Urinkolbe	til mænd, med låg og hank, graduering, HDPE	1000 ml	Krt a 50 stk	KRT	UML1000