

PRODUKTDATABLAD

Natura plus, 1 filter

Natura Plus, 1 filter

Natura InvisiClose har en lille praktisk lomme til at gemme poselukningen i. Nyt bredere udløb giver desuden en lettere tømning.

Posen er forsynet med et højeffektivt kulfilter.



Indholdsstoffer/materiale:	<i>Ethyl Vinyl Acetate (EVA), polyvinylidene Dichloride (PVDC), Polyurethan skum (PVDC), Polyurethan skum, Polyamid adhesive, Eva fyldt med polyamide, Polyethylene</i>
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Rumtemperatur, holdes tørt, undgå høj fugtighed
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inderemballage:	Forbrænding
Bortskaffelse af yderemballage:	Genbrug
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATBLAD

Natura plus, 1 filter

Mediq sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0300435	416415	Convatec	Natura plus, 1 filter	38 mm standard	Æske á 10 stk.
0300436	416417	Convatec	Natura plus, 1 filter	45 mm standard	Æske á 10 stk.
0300438	416420	Convatec	Natura plus, 1 filter	57 mm standard	Æske á 10 stk.
0300440	416423	Convatec	Natura plus, 1 filter	70 mm standard	Æske á 10 stk.
0300426	416414	Convatec	Natura plus, 1 filter	38 mm standard	Æske á 10 stk.
0300428	416416	Convatec	Natura plus, 1 filter	45 mm standard	Æske á 10 stk.
0300430	416419	Convatec	Natura plus, 1 filter	57 mm standard	Æske á 10 stk.
0300432	416422	Convatec	Natura plus, 1 filter	70 mm standard	Æske á 10 stk.
0300441	416472	Convatec	Natura plus, 1 filter	100 mm standard	Æske á 10 stk.