

PRODUKTDATABLAD

Kolostomipose - Esteem Synergy+

Esteem Synergy +

Esteem Synergy Plus 2-dels kolostomipose med en klæbekobling.
Plastlaminaten er i 5 lag og er blød og smidig.
Posen kan klæbes nemt og sikkert på pladen, hvilket er med til at sikre en smidig og fleksibel stomibandage

- Fremstillet i blødt non-woven materiale.
- Luft- og lugttæt.
- Posen fås i ringstørrelser 35 og 48 mm



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PVDC

PVC/ftalater: PVC: Ja – Epoxideret sojabønne-olie (4-6 %)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Køligt, tørt og ikke i direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Kolostomipose - Esteem Synergy+

Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0300330	416777	Convatec	Esteem Synergy+ m. filter (lille)	35 mm / Beige	Æske á 30 stk.
0300332	416781	Convatec	Esteem Synergy+ m. filter (Lille)	48 mm / Beige	Æske á 30 stk.
0300340	416775	Convatec	Esteem Synergy+ m. filter (standard)	35 mm / Beige	Æske á 30 stk.
0300342	416779	Convatec	Esteem Synergy+ m. filter (standard)	48 mm / Beige	Æske á 30 stk.
0300344	416783	Convatec	Esteem Synergy+ m. filter (standard)	61 mm / Beige	Æske á 30 stk.