

# PRODUKTDATABLAD

## Ileodress Plus, 1-dels ileostomipose m. kulfilter - Stor

### Ileodress Plus - Stor

Ileodress Plus 1-dels tømbar ileostomipose med kulfilter.

Pladen er af Stomahesive, er meget hudvenlig og sidder godt, selv på meget ujævne områder.

Siden ind mod huden har et ekstra lag blødt plast, som er perforeret, så huden holdes luftig.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polyethene, PVC (kun 1 pose), Epoxideret sojabønne olie (Kun Pose 4-6 %)

**PVC/ftalater:** Ja, PVC i pose og i blisterbakker

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Opbevares tørt ved stuetemperatur 10-30 grader C. Undgå høj luftfugtighed

**Opbevaring åbnet:** Engangsprodukt

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Holdbarhed åbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Genbrug

**Bemærkninger:** Ingen

# PRODUKTDATABLAD

## Ileodress Plus, 1-dels ileostomipose m. kulfilter - Stor

### Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0300032	175524	Convatec	Ileodress Plus	25 mm / stor	Æske á 10 stk.
0300034	175525	Convatec	Ileodress Plus	32 mm / stor	Æske á 10 stk.
0300050	175516	Convatec	Ileodress Plus m. klemme/ glat/ u. filter	19-64 mm / lille	Æske á 10 stk.
0300030	175523	Convatec	Ileodress Plus m. klemme/ glat/ u. filter	19-64 mm / stor	Æske á 10 stk.
0300040	175530	Convatec	Ileodress Plus m. klemme/ glat/ u. filter	19-64 mm / stor	Æske á 10 stk.
0300048	20922	Convatec	Ileodress Mini m. glat for- og bagside/ filter, Klar	9-50 mm / lille	Æske á 10 stk.
0300056	650803	Convatec	Ileodress Plus Post-Op m. lukkeklemme u. filter, Klar	8-100 mm / stor	Æske á 10 stk.