

PRODUKTDATABLAD

Stomahesive pasta, TUBE, 50 g

Stomahesive pasta, TUBE, 50 g

Stomahesive pasta anvendes ved ujævnhed omkring stomien, for at undgå lækageproblemer. Er alkoholbaseret så svie kan forekomme, hvilket kan mindskes ved at anvende Stomahesive pulver først.



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylene, Aluminium tube, Plastik hætte

PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Opbevares tørt ved stuetemperatur 10-30 grader C. Undgå høj luftfugtighed
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse af yder emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATBLAD

Stomahesive pasta, TUBE, 50 g

Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0322005	183910	Convatec	Stomahesive pasta	50 g	Æske á 1 stk.