

PRODUKTDATABLAD

Combihesive justerbart bælte 50-106 cm, 2,5 cm bred

Combihesive bælte kan reguleres fra 50 til 95 cm ustrakt, så den passer den enkelte bruger. I begge ender er en tap, som passer til de 2 øjne på posens koblingsring. Kan vaskes ved 60 ° C.

Kan anvendes når ekstra sikkerhed ønskes



Indholdsstoffer/materiale:	Bomuld
PVC/ftalater:	Nej / Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse vare:	Forbrænding
Bortskaffelse indre emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse ydre emballage:	Forbrænding / Genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Combihesive justerbart bælte 50-106 cm, 2,5 cm bred

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0320011	ConvaTec	Combihesivebælte, justerbart	50-106 cm, 2,5 cm bred	-	175507