

PRODUKTDATABLAD

Esteem™+ Flex konveks 1-dels colostomipose

Colostomiposen kombinerer komfort og fleksibilitet med konveksitetens fasthed. Den konvekse hudplade sørger for at skubbe stomien frem samt holde eventuelle hudfolder væk fra stomien, så den nemmer kan bandageres.

Stomiposens fleksible konveksitet følger kroppens bevægelser og form og er nem at påsætte. Den hydrokolloide hudplade udviklet til at bibeholde en sund og frisk hud omkring stomien. Klæberen hæfter skånsomt men sikkert, hvilket minimerer lækage.

Posen har et blødt og lydløst materiale, hvilket sikrer komfort og diskretion. Filtret hjælper til at minimere lugt og luft i posen.

Posens splitvindue sørger for, at man nemt kan påsætte posen, så den passer sikkert rundt om stomien. Samtidigt er det nemt at tilse stomien og output.



| | |
|--|---|
| Indholdsstoffer/materiale: | Termoplastik, styren, propylen, polyolefin, ester/olefin, polyester |
| PVC/ftalater: | Nej/Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Klasse I |
| Steril: | Nej |
| Særlig mærkning: | - |
| Opbevaring: | Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå høj luftfugtighed. |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 5 år |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse af emballage: | Forbrænding/Genanvendelse |
| Bemærkninger: | - |

PRODUKTDATABLAD

Esteem™+ Flex konveks 1-dels colostomipose

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|-----------------------|---|------------|----------------|----------|
| 0324570 | Esteem + Flex konveks | 1-dels colostomipose V0= 60mm plateaubredde, beige | 20-55 mm Ø | Æske a 30 stk. | 422158 |
| 0324571 | Esteem + Flex konveks | 1-dels colostomipose V1= 50mm plateaubredde, beige | 20-43 mm Ø | Æske a 30 stk. | 421612 |
| 0324572 | Esteem + Flex konveks | 1-dels colostomipose V2= 40mm plateaubredde, beige | 20-35 mm Ø | Æske a 30 stk. | 421613 |
| 0324573 | Esteem + Flex konveks | 1-dels colostomipose V3= 30mm plateaubredde, beige | 20-25 mm Ø | Æske a 30 stk. | 421614 |