

PRODUKTDATABLAD

SenSura Click, magnumpose

SenSura Click Magnum kombinerer den unikke SenSura 2-lags klæber med en aftagelig pose designet til at imødekomme behovet for ekstra kapacitet. Den kan rumme et stort volumen til postoperativ brug eller til personer med en ileostomi.

- Effektiv drænage gennem en stor, tragtformet udløbsventil
- Der er mulighed for at tilslutte en natpose, og dermed reducere risikoen for tilstopning og sikre en uforstyrret nattesøvn.
- Varianterne med PO udløb har en blød udløbsventil, hvor konnektoren fra natposen nemt tilsluttes direkte



Indholdsstoffer/materiale:	EVA/PVdC, EVA, ABS, Polyester, TPS-SEBS, PP
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

SenSura Click, magnumpose

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0340690	19040	SenSura Click magnumpose, beige med kulfilter	Ø 40 mm	æske a 10 stk.
0340691	19041	SenSura Click magnumpose, beige med kulfilter	Ø 50 mm	æske a 10 stk.
0340692	19042	SenSura Click magnumpose, beige med kulfilter	Ø 60 mm	æske a 10 stk.
0340693	19044	SenSura Click magnumpose, PO udløb, beige med kulfilter	Ø 50 mm	æske a 10 stk.
0340694	19045	SenSura Click magnumpose, PO udløb, beige med kulfilter	Ø 60 mm	æske a 10 stk.

* Henviser til producentens reference nr.