

PRODUKTDATABLAD

Assura Ekstra Dyb Convex basisplade

Posen fastlåses sikkert på basispladen ved hjælp af et mekanisk koblingssystem. Et hørbart 'klik' bekræfter, at posen er låst sikkert fast på basispladen.

Posen kan drejes til den ønskede stilling, inden den fastlåses, uden at man behøver at fjerne posen fra basispladen.

Posen kan tages af den spiralformede klæbers basisplade, så den kan skiftes hyppigere end den klæbende basisplade.

En løsning for tilbagetrukne stomier og dybe hudfolder og ar, som giver øget sikkerhed gennem moderat til højt tryk på huden omkring stomien.



Indholdsstoffer/materiale:	Pektin, gelatine, Carboxymethyl cellulose(CMC), polyisobutylen, harpiks, zinkoxid silicone papir, Lav intensitet Polyethylene(LDPE), Ethylene-vinyl alacetate(EVA)
PVC/ftalater:	Nej / Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Assura Ekstra Dyb Convex basisplade

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. Nr.
0358515	Assura Convex Dyb	basisplade, 15 mm hul, med bælteører	40 mm ring	Æske á 5 stk.	12701
0358518	Assura Convex Dyb	basisplade, 18 mm hul, med bælteører	40 mm ring	Æske á 5 stk.	12702
0358521	Assura Convex Dyb	basisplade, 21 mm hul, med bælteører	40 mm ring	Æske á 5 stk.	12703
0358525	Assura Convex Dyb	basisplade, 25 mm hul, med bælteører	50 mm ring	Æske á 5 stk.	12704
0358528	Assura Convex Dyb	basisplade, 28 mm hul, med bælteører	50 mm ring	Æske á 5 stk.	12705
0358531	Assura Convex Dyb	basisplade, 31 mm hul, med bælteører	50 mm ring	Æske á 5 stk.	12706
0358535	Assura Convex Dyb	basisplade, 35 mm hul, med bælteører	60 mm ring	Æske á 5 stk.	12707
0358538	Assura Convex Dyb	basisplade, 38 mm hul, med bælteører	60 mm ring	Æske á 5 stk.	12708
0358541	Assura Convex Dyb	basisplade, 41 mm hul, med bælteører	60 mm ring	Æske á 5 stk.	12709
0358523	Assura Convex Dyb	basisplade, opklipbar, 15-33 mm hul, med bælteører	50 mm ring	Æske á 5 stk.	12716
0358533	Assura Convex Dyb	basisplade, opklipbar, 15-43 mm hul, med bælteører	60 mm ring	Æske á 5 stk.	12719