

PRODUKTDATABLAD

SenSura Flex basisplade

Oval basisplade med klæber i absorberende materiale, hvilket hjælper til, at pladen ikke løsnes så let pga. out-put.



Indholdsstoffer/materiale:	Siliconized film, klæber, PE, EVA
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

SenSura Flex basisplade

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0340800	10101	SenSura Flex basisplade, opklipbar, 10-33 mm hul	35 mm flange	æske a 10 stk.
0340804	10102	SenSura Flex basisplade, opklipbar, 10-48 mm hul	50 mm flange	æske a 10 stk.
0340810	10103	SenSura Flex basisplade, opklipbar, 10-68 mm hul	70 mm flange	æske a 10 stk.
0340811	10108	SenSura Flex basisplade, opklipbar, 10-88 mm hul	90 mm flange	æske a 5 stk.
0340801	10111	SenSura Flex basisplade, 21 mm hul	35 mm flange	æske a 10 stk.
0340802	10112	SenSura Flex basisplade, 25 mm hul	35 mm flange	æske a 10 stk.
0340803	10113	SenSura Flex basisplade, 28 mm hul	35 mm flange	æske a 10 stk.
0340805	10114	SenSura Flex basisplade, 25 mm hul	50 mm flange	æske a 10 stk.
0340806	10115	SenSura Flex basisplade, 28 mm hul	50 mm flange	æske a 10 stk.
0340807	10116	SenSura Flex basisplade, 31 mm hul	50 mm flange	æske a 10 stk.
0340808	10117	SenSura Flex basisplade, 35 mm hul	50 mm flange	æske a 10 stk.
0340809	10118	SenSura Flex basisplade, 41 mm hul	50 mm flange	æske a 10 stk.

* Henviser til producentens reference nr.