

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Mio 1-dels Kolostomipose

### Sikker vedhæftning

Den elastiske klæber passer til individuelle kropsfaconer og giver en sikker vedhæftning over brok, ar og folder.

### Følger kroppens naturlige bevægelser

Den elastiske klæber, strækker sig med huden, når mavens form ændrer sig i takt med at kroppen bukkes og strækkes.

### Cirkel Filter

Det unikke for-filter reducerer tilstopning og sikrer længere beskyttelse mod ballooning.

### Inspektionsvindue

Et inspektionsvindue på forsiden af posen gør påsætning og kontrol af stomien enkel. Posen er af et neutralt gråt tekstil, designet til at være diskret under tøj – selv under hvidt tøj.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Kul, EVA, Poly glycol, resin, kartoffelmel, stivelse, PIB, SIS, pectin, CMC, Gelatine, Guar gum, Polyester, PVdC, PU, PP/PE, PU-EEA
<b>PVC/ftalater:</b>	-
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	24 måneder
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	Må <u>ikke</u> skylles ud i toilettet.

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Mio 1-dels Kolostomipose

### Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0340302	10672	SenSura Mio 1-dels Kolostomipose, cirkelfilter, vindue, grå, midi.	25 mm ring	Æske a 30 stk.
0340303	10673	SenSura Mio 1-dels Kolostomipose, cirkelfilter, vindue, grå, midi.	30 mm ring	Æske a 30 stk.
0340304	10674	SenSura Mio 1-dels Kolostomipose, cirkelfilter, vindue, grå, midi.	35 mm ring	Æske a 30 stk.
0340306	10683	SenSura Mio 1-dels Kolostomipose, cirkelfilter, vindue, grå, maxi.	30 mm ring	Æske a 30 stk.
0340307	10684	SenSura Mio 1-dels Kolostomipose, cirkelfilter, vindue, grå, maxi.	35 mm ring	Æske a 30 stk.
0340300	10670	SenSura Mio 1-dels Kolostomipose, opklipbar, cirkelfilter, vindue, grå, mini.	15-45 mm ring	Æske a 30 stk.
0340301	10671	SenSura Mio 1-dels Kolostomipose, opklipbar, cirkelfilter, vindue, grå, midi.	15-45 mm ring	Æske a 30 stk.
0340305	10681	SenSura Mio 1-dels Kolostomipose, opklipbar, cirkelfilter, vindue, grå, maxi.	15-45 mm ring	Æske a 30 stk.
0340308	10685	SenSura Mio 1-dels Kolostomipose, opklipbar, cirkelfilter, vindue, grå, maxi.	40-55 mm ring	Æske a 30 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.