

PRODUKTDATABLAD

Assura Plus 1-dels Kolostomipose

Assura Plus har fortsat den unikke Assura spiralklæber med karaya. Pladen er blevet mere smidig og formen er blevet mere oval, hvorved der også bliver mere klæber under stomien.

Kulfiltret sørger for, at posen ikke fyldes med luft. Membranen minimerer lækage gennem filtret.



Indholdsstoffer/materiale:	Aktivt kul, PU-foam, pektin, gelatine, CMC, polyisobuthylen, SIS, titandioxid, EVA, CPE, PVdC, PE, PET
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Assura Plus 1-dels Kolostomipose

Mediq's sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0341655	12144	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 25 mm hul, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0341656	12145	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 30 mm hul, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0341657	12146	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 35 mm hul, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0341658	12147	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 40 mm hul, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0341672	12174	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 25 mm hul, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0341673	12175	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 30 mm hul, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0341674	12176	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 35 mm hul, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0341675	12177	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 40 mm hul, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0341647	12134	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 25 mm hul, klar.	Midi	Æske a 30 stk.
0341648	12135	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 30 mm hul, klar.	Midi	Æske a 30 stk.
0341649	12136	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 35 mm hul, klar.	Midi	Æske a 30 stk.
0341680	12164	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 25 mm hul, klar.	Maxi	Æske a 30 stk.
0341681	12165	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 30 mm hul, klar.	Maxi	Æske a 30 stk.
0341682	12166	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 35 mm hul, klar.	Maxi	Æske a 30 stk.
0341660	12154	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 25 mm hul, mønster.	Midi	Æske a 30 stk.
0341661	12155	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 30 mm hul, mønster.	Midi	Æske a 30 stk.
0341662	12156	Assura Plus 1-dels kolostomipose, 35 mm hul, mønster.	Midi	Æske a 30 stk.
0341663	12110	Assura Plus 1-dels kolostomipose, opklipbar 20-50 x 65 mm hul, opklipbar, beige.	Mini	Æske a 30 stk.
0341654	12140	Assura Plus 1-dels kolostomipose, opklipbar 20-50 x 65 mm hul, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0341659	12170	Assura Plus 1-dels kolostomipose, opklipbar 20-60 x 75 mm hul, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0341650	12130	Assura Plus 1-dels kolostomipose, opklipbar 20-50 x 65 mm hul, klar.	Midi	Æske a 30 stk.

PRODUKTDATABLAD

Assura Plus 1-dels Kolostomipose

0341651	12160	Assura Plus 1-dels kolostomipose, opklipbar 20-60 x 75 mm hul, klar.	Maxi	Æske a 30 stk.
0341667	12120	Assura Plus 1-dels kolostomipose, opklipbar 20-50 x 65 mm hul, mønster.	Mini	Æske a 30 stk.
0341652	12150	Assura Plus 1-dels kolostomipose, opklipbar 20-50 x 65 mm hul, mønster.	Midi	Æske a 30 stk.
0341653	12180	Assura Plus 1-dels kolostomipose, opklipbar 20-60 x 75 mm hul, mønster.	Maxi	Æske a 30 stk.

* Henviser til producentens reference nr.