

PRODUKTDATABLAD

SenSura 1-dels Ileostomipose

1-dels system med plade i to-lags klæber, samt tømbar pose med hideaway udløb.

Sortimentet består af tre forskellige størrelser med opklipbart eller forudstandset hul.

Posen består af et blødt og vandafvisende non-woven materiale.



Indholdsstoffer/materiale:	Aktivt kul, pektin, gelatine, CMC, polyisobutylen, SIS, guar gum, pigment epoxydized soybean oil, EVA, CPE, PVdC, PE, PP, PA, TPO
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

SenSura 1-dels Ileostomipose

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0340567	15762	SenSura 1-dels Ileostomipose, 25 mm hul, dobbeltfilter, beige	Midi	Æske a 30 stk.
0340564	15763	SenSura 1-dels Ileostomipose, 30 mm hul, dobbeltfilter, beige	Midi	Æske a 30 stk.
0340568	15764	SenSura 1-dels Ileostomipose, 35 mm hul, dobbeltfilter, beige	Midi	Æske a 30 stk.
0340578	15782	SenSura 1-dels Ileostomipose, 25 mm hul, dobbeltfilter, beige	Maxi	Æske a 30 stk.
0340579	15783	SenSura 1-dels Ileostomipose, 30 mm hul, dobbeltfilter, beige	Maxi	Æske a 30 stk.
0340581	15784	SenSura 1-dels Ileostomipose, 35 mm hul, dobbeltfilter, beige	Maxi	Æske a 30 stk.
0340551	15720	SenSura 1-dels Ileostomipose, opklipbar 10-55x66 mm hul, dobbeltfilter, beige	Mini	Æske a 30 stk.
0340559	15760	SenSura 1-dels Ileostomipose, opklipbar 10-55x66 mm hul, dobbeltfilter, beige	Midi	Æske a 30 stk.
0340576	15780	SenSura 1-dels Ileostomipose, opklipbar 10-65x76 mm hul, dobbeltfilter, beige	Maxi	Æske a 30 stk.
0340566	15761	SenSura 1-dels Ileostomipose, opklipbar 10-55x66 mm hul, vindue, dobbeltfilter, beige	Midi	Æske a 30 stk.
0340577	15781	SenSura 1-dels Ileostomipose, opklipbar 10-65x76 mm hul, vindue, dobbeltfilter, beige	Maxi	Æske a 30 stk.

* Henviser til producentens reference nr.