

# PRODUKTDATABLAD

## Assura Plus 1-dels Ileostomipose

Denne Ileostomipose har Hide-away udløb. Hide-away udløbet er let at tømme og rengøre, og har et integreret lukkebånd, der let kan gemmes bort – uden der behøves en klemme til lukning.

Effektivt filter – det indbyggede 3-lags filter forebygger risikoen for ballondannelse, som giver unødvendig udspiling af posen og neutraliserer lugte.

Blødt bagsidemateriale – stærkt og vandskyende, så det tørrer let efter bad eller svømning.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Aktiv kul, PU-foam, pektin, gelatine, CMC, Polyisobutylene, Zinkoxid, butylgummi, SIS, harpix, natrosol, EVA, PVdC, PET, PP, CPE, PE
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Assura Plus 1-dels Ileostomipose

### Mediq varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
0341854	Assura Plus	1-dels Ileostomipose, 25 mm hul, Hide-away udløb, beige	Midi	Æske a 30 stk.	13844
0341855	Assura Plus	1-dels Ileostomipose, 30 mm hul, Hide-away udløb, beige	Midi	Æske a 30 stk.	13845
0341856	Assura Plus	1-dels Ileostomipose, 35 mm hul, Hide-away udløb, beige	Midi	Æske a 30 stk.	13846
0341858	Assura Plus	1-dels Ileostomipose, 25 mm hul, Hide-away udløb, beige	Maxi	Æske a 30 stk.	13874
0341859	Assura Plus	1-dels Ileostomipose, 30 mm hul, Hide-away udløb, beige	Maxi	Æske a 30 stk.	13875
0341860	Assura Plus	1-dels Ileostomipose, 35 mm hul, Hide-away udløb, beige	Maxi	Æske a 30 stk.	13876
0341848	Assura Plus	1-dels Ileostomipose, opklipbar 12-50x65 mm hul, Hide-away udløb, beige	Mini	Æske a 30 stk.	13810
0341853	Assura Plus	1-dels Ileostomipose, opklipbar 12-50x65 mm hul, Hide-away udløb, beige	Midi	Æske a 30 stk.	13840
0341857	Assura Plus	1-dels Ileostomipose, opklipbar 12-60x75 mm hul, Hide-away udløb, beige	Maxi	Æske a 30 stk.	13870
0341840	Assura Plus	1-dels Ileostomipose, opklipbar 12-50x65 mm hul, Hide-away udløb, klar	Midi	Æske a 30 stk.	13830
0341844	Assura Plus	1-dels Ileostomipose, opklipbar 12-60x75 mm hul, Hide-away udløb, klar	Maxi	Æske a 30 stk.	13860
0341865	Assura Plus	1-dels Ileostomipose, opklipbar 12-50x65 mm hul, Hide-away udløb, mønster	Midi	Æske a 30 stk.	13850