

# PRODUKTDATABLAD

## Assura 2-dels minicap

Assura 2-dels minicap med kulfilter anvendes f.eks. ved svømning, gymnastik, irrigation og lignende.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Aktivt kul, epoxyderet soyabønneolie, viskose, polyolefin polyacrylat, EVA, CPE, PET, PVdC, PE, ABS, PA
<b>PVC/ftalater:</b>	-
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 °C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	

# PRODUKTDATABLAD

## Assura 2-dels minicap

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0358402	1741	Assura 2-dels minicap.	Minicap 40 mm ring	Æske a 30 stk.
0358404	1742	Assura 2-dels minicap.	Minicap 50 mm ring	Æske a 30 stk.
0358405	1743	Assura 2-dels minicap.	Minicap 60 mm ring	Æske a 30 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.